



HEINE GAMMA®3.2

ESTETOSCOPIO ACUSTICO
COD: M-000.09.942



€ 62.67
+ IVA

20% OFF

a partir de 5 unidades

Campana doble con dos frecuencias diferentes, una membrana de calidad en un extremo y un captador con apertura cónica en el otro. Función membrana y función cono a elección. Sistema de tubo de un canal con una buena transmisión del sonido. Membrana de calidad, Ø 44 mm, con una acústica y una transmisión de sonido de gran calidad. Tamaño del cono: Ø 30mm.



HEINE diseña y fabrica una gama completa de instrumentos de alta calidad para el reconocimiento primario en varias especialidades médicas.



www.proveduriamedica.com.ar

Contacto

México 3100 - C.A.B.A. - CP C1223ABL -
Buenos Aires, Argentina

Tel : (54-11) 4932 3000 Fax: (54-11) 4931-6600
E-Mail: ventas-pmedica@pemint.com


**proveduria
medica**

